

DAMAO - Régulateur de pression

Pour détendre le gaz entre moyenne et basse pression

Le détendeur Damao, spécialement conçu pour les réseaux avec un standard en double niveau de pression, se positionne le long du réseau dans les étages pour détendre le niveau de pression entre le réseau primaire à 9 bar et le réseau secondaire à 5 bar. Ce dispositif médical existe en deux versions : simple ou double détendeur. Le double détendeur permet une totale conformité avec la norme ISO7396-1 en vigueur pour plus de sécurité au quotidien et lors des maintenances.

Les + de Damao :

- Installation aisée grâce à son faible encombrement et au pré-montage des canalisations uniformisé
- Manipulation simple et rapide en cas d'urgence grâce à la conception brevetée du module de détente
- Maintenance efficace grâce au levier de commande et au module interchangeable
- Plus de sécurité avec le capot design de protection en option

