

Le système d'alarme Vigi assure la sécurité du réseau de la centrale haute pression jusqu'à la prise murale.

Vigi contrôle l'ensemble du réseau et signale toute anomalie via des signaux sonores, lumineux et visuels.

Vigi permet une surveillance globale, pour la sécurité de tous.



La sécurité au sein du réseau

- Surveillance simultanée de 3, 5 ou 7 voies
- Multiples alarmes : LCD, LED et Buzzer
- Communication GTC avec la liaison MODBUS
- Modularité avec le choix des capteurs, du temps d'inhibition et des messages personnalisables

Performance

- Affichage des valeurs de pression de chaque voie
- Configuration simple et rapide, par télécommande ou par logiciel VIGI Access
- Connexion à la Gestion Technique Centralisée par liaison MODBUS
- Affichage personnalisable
- Design médical

Haut niveau de sécurité

- Fonctionnement normal indiqué par une Led verte ●
- Signalisation d'un défaut de pression par :
 - Une Led rouge ●
 - Une alarme sonore 🔊
 - Un message explicite sur l'écran LCD
- Bouton test pour vérifier les LED, LCD et Buzzer

Polyvalence

- Surveillance simultanée de 3, 5 ou 7 voies
- Boîtier « miroir » reproduisant les informations du boîtier principal ; configurable en mode centralisateur
- Boîtier « report » relayant les alarmes visuelles et sonores
- Utilisation de capteurs analogiques ou logiques

Caractéristiques

Nombre de voies	3, 5 ou 7
Type d'entrées	Analogiques (4-20 mA) ou logiques (contacts secs normalement fermés)
Alimentation électrique	Mono 115 VAC / 230 VAC (± 10 %). Classe électrique : classe 1
Poids	Principal : 1,7 kg - Report : 0,44 kg
Matériaux	Boîtier en plastique ABS traité anti-UV
Dimensions	Boîtier principal : 165 mm (H) x 210 mm (L) x 60 mm (P)
Fixation au mur	Boîtier principal 4 perçages Ø 8 mm, espacement 190 x 125 mm, Boîtier report sur boîtier en encastré (185 x 70 x 40 mm, réf. Legrand 080103) ou en saillie (208 x 80 x 42 mm, réf. Legrand 080286)
Masse matériaux magnétiques	Boîtier principal : < 50 g Boîtier report : 145 g
Conformité réglementaire	Dispositif médical de classe IIa marqué CE 0459, fabriqué par Air liquide Medical Systems S.A. Lire attentivement le manuel d'utilisation Normes ISO 7396-1 / ISO 60601-1 / ISO 60601-1-2
Durée de vie	10 ans