


Pour les réseaux en Simple ou Double Niveau de Pression

La centrale haute pression Danube est le composant essentiel de la distribution des gaz médicaux en bouteille.

Cette centrale de détente haute pression se positionne en amont du réseau de canalisation à laquelle s'ajoute divers accessoires indispensables permettant de connecter les bouteilles et de sécuriser la distribution des gaz médicaux.



Configuration modulable

- Compatible avec l'ensemble des gaz médicaux
- Disponible en simple ou double niveau de pression
- Avec deux débits maxi. : 40 ou 80 Nm³/h
- Montage en extérieur ou en intérieur et fixation directe ou sur grille

Installation simplifiée

- Poids et encombrement réduit
- Centrale en deux parties
- Utilisation d'outils standards
- Montage rapide et intuitif par un seul technicien

Fonctionnement ultra-fiable

- Inversion pneumatique 100% automatique
- Détendeur à piston avec soupape brevetée
- Pression stable garantie, grâce à son système à double étage de détente
- Lecture immédiate des pressions (manomètre toujours visible)

L'expertise de la distribution des fluides médicaux

- Adaptabilité parfaite avec tous les gaz médicaux
- Optimisation du temps de montage
- Alimentation en continu pour la sécurité du patient

Le saviez-vous?

Un débit de 80m³/h alimente au minimum un établissement de 800 lits (suivant l'annexe M de la HTM 02-01).