

La détente réseaux optimale



Plaquette de sécurité



On/Off



Off/On



On/On

Grâce à cette innovation, la position Off/Off est impossible

Références

Désignation	Référence	Gaz
Simple détenteur Damao 4 bar	BB023100	O ₂
Simple détenteur Damao 4 bar	BB023300	Air
Simple détenteur Damao 4 bar	BB023200	N ₂ O
Simple détenteur Damao 4 bar	BB023700	CO ₂
Simple détenteur Damao 4 bar	BB023500	N ₂
Simple détenteur Damao 8 bar	BB023400	Air-800
Double détenteur Damao 4 bar	BB022100	O ₂
Double détenteur Damao 4 bar	BB022300	Air
Double détenteur Damao 4 bar	BB022200	N ₂ O
Double détenteur Damao 4 bar	BB022700	CO ₂
Double détenteur Damao 4 bar	BB022500	N ₂
Double détenteur Damao 8 bar	BB022400	Air-800

Chaque référence comprend le détenteur complet avec 2 raccords à braser.



Simple détenteur Damao 4 ou 8 bar

Le double détenteur Damao, La sécurité accentuée.



Double détenteur Damao 4 ou 8 bar

Accessoires

Désignation	Référence
Capot de protection (x5)	BB022000
Scellé plastique rouge avec zone d'écriture 225mm (x10)	YA014700
Scellé plastique blanc avec logo AL 185mm (x10)	YA011100
Pour surveiller les pressions	
Capteur analogique de pression 4-20 mA 0-16 bar M10x100	AF005000
Joint plat (x10) pour montage de capteur de pression	BY008700
Alarme Vigi	page 43
Pour connecter une bouteille	
Protal II O ₂ NF type F	CD080100
Emboufix 3m NF O ₂	BF030200

Pour toute autre référence, nous consulter.

Outillage

Désignation	Référence
Clé clapet pour module de détente Damao	CY011800
Kit de réversibilité (x5)	
12 goupilles élastique, 5 étiquettes flèche double UD, 10 joints diabolos pour manomètre	BB021900

Le saviez-vous?

La norme (§7 ISO 7396-1) impose le double détenteur pour disposer de 2 détenteurs de canalisation en parallèle.

Les + du double détenteur Damao :

- Détente sécurisée par 2 détenteurs
- 1 détenteur de secours disponible en permanence
- En maintenance : aucune coupure réseau ou alimentation extérieure nécessaire



Capot design de protection